

RUS Качество одобрено SD BIOSENSOR /  
Только для диагностики in vitro

# STANDARD Q COVID-19 Ag

REF Q-NCOV-01G

STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
ДО НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЯ



## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Тест-кассета  
(в индивидуальной  
упаковке из фольги  
в комплекте  
с осушителем)



Буферная  
пробирка  
для экстракции



Насадка  
с капельником




Стерильный  
тампон  
для забора  
проб




Инструкция  
по использованию

## ПОДГОТОВКА


**1** Внимательно прочтите инструкцию по использованию теста STANDARD Q COVID-19 Ag.



**2** Проверьте срок годности на обратной стороне упаковки. Не используйте тест, если срок годности истек.



**3** Проверьте тест-кассету и осушитель в упаковке из фольги.



<Упаковка из фольги>



<Тест-кассета>




Желтый  
Зеленый  
Желтый: Действительный  
Зеленый: Недействительный


<Осушитель>

## ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ


**1** Введите стерильный тампон для проб в ноздрю пациента, достигая задней поверхности носоглотки.




**2** Проведите по задней поверхности носоглотки.



**3** Выньте стерильный тампон из носовой полости.



**4** Вставьте тампон в буферную пробирку для экстракции. Сжимая пробирку, проверните тампон более пяти раз.




**5** Выньте тампон, продолжая сжимать пробирку, для отделения жидкости из тампона.



**6** Плотно закройте буферную пробирку насадкой с капельником.



**7** Нанесите три капли выделенного образца в кювету для образцов тест-кассеты.



**8** Проверьте результат через 15-30 минут.



15-30 мин.


Проверить результат через 15-30 мин.  
Не проверять после 30 мин.



ВНИМАНИЕ!

Не проверяйте результат после истечения 30 минут. Результат может быть недостоверным.

## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



1. Цветная полоса появится в верхней части окна результатов, подтверждая правильную работу тест-кассеты. Эта полоса является контрольной линией (C).
  2. Цветная полоса появится в нижней части окна результатов. Эта полоса является тестовой линией антигена SARS-CoV-2 (T).
  3. Даже если контрольная линия очень слабая, или тестовая линия не однородна, тест следует считать выполненным с положительным результатом.
- \* Появление любой линии, не зависимо от ее яркости, подтверждает положительный результат теста.  
\* Положительный результат следует рассматривать в сочетании с историей болезни и другими доступными данными.

**ПОЯСНЕНИЕ И АННОТАЦИЯ**

**[Вступление]**

Коронавирус — это одноклеточный РНК-вирус положительного направления с оболочкой диаметром от 80 до 120 нм. Его генетический материал является крупнейшим из всех РНК-вирусов и важным патогеном многих домашних животных и болезней человека. Он может вызвать различные острые и хронические заболевания. Общие признаки человека, зараженного коронавирусом, включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, нехватку дыхания и одышку. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть. Новый коронавирус 2019 года, или SARS-CoV-2 (COVID-19), был обнаружен в связи со случаями вирусной пневмонии в Ухане в 2019 году, и название было присвоено Всемирной организацией здравоохранения 12 января 2020 года. ВОЗ подтвердила, что COVID-19 может вызывать простуду, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и более серьезные заболевания, такие как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Данный комплект предназначен для вспомогательной диагностики коронавирусной инфекции. Результаты теста предназначены только для клинических испытаний и не могут использоваться в качестве единственной основы для подтверждения или исключения только случаев.

**[Назначение]**

Тест STANDARD Q COVID-19 Ag — это быстрый хроматографический иммуоанализ для качественного определения антигена SARS-CoV-2, присутствующего в носоглотке человека. Этот тест предназначен только для профессионального использования медицинскими работниками или в лабораториях, в качестве вспомогательного средства раннего диагностирования инфекции SARS-CoV-2 у пациентов с клиническими симптомами инфекции SARS-CoV-2. Тест предоставляет только предварительный скрининг-результат. Для подтверждения инфекции SARS-CoV-2 необходимо провести более специфичные методы альтернативной диагностики.

**[Принцип работы теста]**

Тест STANDARD Q COVID-19 Ag имеет две предварительные скрытые линии (контрольную линию «С» и тестовую линию «Т») на поверхности нитроцеллюлозной мембраны. Обе линии не видны до применения образца. Машинные моноклональные анти SARS-CoV-2 антигена нанесены на тестовую линию и мышьные моноклональные anti-Chicken IgY антигены нанесены на контрольную линию. Машинные моноклональные анти SARS-CoV-2 антигена, конъюгированные с частицами красителя, используются для определения антигена SARS-CoV-2. Во время тестирования антиген SARS-CoV-2 в образце взаимодействует с моноклональными антителами анти SARS-CoV-2, конъюгированными с частицами красителя, образуя комплекс цветных частиц антиген-антитело. Этот комплекс проходит по мембране методом просачивания до тестовой линии, где он перехватывается мышьными моноклональными антителами анти SARS-CoV-2. Цветная тестовая линия появляется в окне результата, если в образце присутствуют антигены SARS-CoV-2. Интенсивность окрашенной тестовой линии будет варьироваться в зависимости от количества антигена SARS-CoV-2, присутствующего в образце. Если антигены SARS-CoV-2 отсутствуют в образце, то тестовая линия не появляется. Контрольная линия используется для процедурного контроля и должна всегда отображаться, если процедура тестирования выполнена правильно и тестовые реагенты контрольной линии работают.

**[Содержание комплекта]**

1. Тест-кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем); 2. Бурерная трубка для экстракции; 3. Накладка с калейдоскопом; 4. Стерильная трубка для отбора проб; 5. Инструкция по использованию.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ НАБОРА**

Храните комплект при температуре 2-30 °C / 36-86 °F, удалено от прямых солнечных лучей. Материалы набора стабильны до истечения срока годности, указанного на коробке. Не подвергайте комплект заморозке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Не используйте тестовый набор повторно.
2. Не используйте тестовый набор, если упаковка повреждена или распечатана.
3. Не используйте буферную пробирку от другого набора.
4. Не курите, не пейте и не ешьте во время работы с образцом.
5. При работе с реагентами набора используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и лабораторные халаты. Тщательно мойте руки после завершения тестирования.
6. Тщательно протрите протечки реагентов с помощью соответствующего дезинфицирующего средства.
7. Обращайтесь со всеми образцами как с возбудителями инфекций.
8. Соблюдайте установленные меры предосторожности против микробиологических опасностей во время процедуры тестирования.
9. Утилизируйте все образцы и материалы, использованные для проведения теста, как биологические опасные отходы. Лабораторные химические и биологические опасные отходы должны обрабатываться и утилизироваться в соответствии со всеми местными, государственными и национальными стандартами.
10. Осушитель в связи с фольгой предназначен для поглощения влаги и предотвращения воздействия влаги на реагенты. Если сухие индикаторы на осушителе меняют цвет с желтого на зеленый, осушитель в данном случае нельзя использовать.

**ЗАБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ**

1. Для забора образца из носоглотки, введите стерильный тампон для проб в носовую полость пациента, достигая задней поверхности носоглотки.
2. Используйте плавное вращение, введите тампон, пока сопротивление не будет достигнуто на уровне носовой раковины.
3. Несколько раз проворачивайте тампоном по стенке носоглотки.
4. Осторожно выньте тампон из носового прохода.
5. Тестирование образцов необходимо провести сразу после забора.
6. Без использования транспортных средств, сразу же используйте образец и буферную пробирку.
7. Допускается хранение образцов при комнатной температуре до 1 часа или при 2-8 °C / 36-46 °F до 4 часов перед тестированием.

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**[Клинические исследования]**

Эффективность теста STANDARD Q COVID-19 Ag для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 была проверена в перспективном, рандомном, «слепом» исследовании в одном из медицинских учреждений Малайзии, во время пандемии SARS-CoV-2 в 2020 году. В общей сложности были испытаны 202 перспективных образца теста STANDARD Q COVID-19 Ag. Эти образцы состояли из мазков из носоглотки от пациентов с симптомами. Результаты теста STANDARD Q COVID-19 Ag сравнивали с коммерческим молекулярным анализом.

**[Чувствительность теста]**

Тест STANDARD Q COVID-19 Ag показал 84,38% чувствительности.

Таблица 1. Сводная информация о чувствительности теста STANDARD Q COVID-19 Ag по сравнению с ПЦР-анализом.

	ПЦР		Итого
	Положит.	Отрицат.	
Тест STANDARD Q COVID-19 Ag	27	0	27
	Отрицат.	0	5
	Итого:	32	32
Чувствительность:	84,38% (27/32, 95% CI, 67,28% — 94,72%)		

**[Тест на специфичность]**

Тест STANDARD Q COVID-19 Ag показал 100% специфичности.

Таблица 2. Краткое изложение спецификации теста STANDARD Q COVID-19 Ag по сравнению с ПЦР.

	ПЦР		Итого
	Положит.	Отрицат.	
Тест STANDARD Q COVID-19 Ag	0	0	0
	Отрицат.	170	170
	Итого:	170	170
Специфичность:	100,00% (170/170, 95% CI, 97,85% — 100%)		

**АНАЛИТИЧЕСКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

1. Порог чувствительности (ПЧ) в исследовании использовался штамм «SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSCP 43326/2020 / Kоrea». Тип культивируемого вируса был подтвержден методом ПЦР. Клетки инкубируются и проинкубируются в образце мазка из носоглотки.

Протестированный штамм 2019-nCoV	NSCP 43326/2020 / Kоrea										
Стойкий тип 2019-nCoV	1 X 10 <sup>12</sup> TCID <sub>50</sub> /мл										
Разбавление	1/10	1/100	1/200	1/400	1/800	1/1600	1/3200	1/6400	1/12800		
Концентрация (TCID <sub>50</sub> /мл)	1X 10 <sup>12</sup>	1X 10 <sup>11</sup>	5X 10 <sup>10</sup>	2,5X 10 <sup>10</sup>	1,25 X 10 <sup>10</sup>	6,2 X 10 <sup>9</sup>	3,06 X 10 <sup>9</sup>	1,53 X 10 <sup>9</sup>	7,1 X 10 <sup>8</sup>		
Итенивность 5 репликации	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (5/5)	80% (4/5)	0% (0/5)	0% (0/5)	0% (0/5)		
Уровень определения 20 репликации до уровня отсеки	NA	NA	NA	NA	100% (20/20)	100% (14/20)	0% (0/20)	0% (0/20)	0% (0/20)	NA	NA
Самая низкая концентрация с однократной реакцией на аналитический компонент	1,25 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл										
Предел обнаружения (ПО) вирусного штамма	1,25 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл										

2. Реактивность / иклевизность: целевая нуклеотидная последовательность, используемая для нашего устройства, представляет собой 2-й штамм «Wuhan-Hu-1». In silico анализ последовательности проводя с другими штаммами следующим образом: не показали высокую гомологию более 99%.

No.	Штамм	№ доступа в базе Банка данных генетических материалов	% гомологии
1	Korea/SNU01	MT03980	100%
2	Wuhan-Hu-1	MN989847.3	100%
3	HKU-SZ-005b	MN975262.1	100%
4	USA-AZI	MN97409.1	100%
5	USA-WA1	MN985325.1	100%
6	WHU02	MN988669.1	100%
7	WHU01	MN988668.1	100%
8	USA-CA2	MN994468.1	100%
9	USA-CA1	MN994467.1	100%
10	USA-IL1	MN988713.1	99,8%
11	HKU-SZ-002a	MN938384.1	100%

3. Перекрестная реактивность: перекрестной реакции с потенциальными перекрестно-реактивными веществами, за исключением SARS-коронавируса, не выявлено.

Вирус/бактерия/ Паразит	Штамм	Источник/Тип образца	Концентрация	Результат					
Коронавирус SARS	Urban1	BEH1nCoV2019	1 X 10 <sup>10</sup> PFU	ПОЛОЖИТ.					
	Коронавирус MERS	Jeddah_1_2013	Биногребкомбинатный белок	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.				
		Тип 1	Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		Тип 3	Национальная Коллекция культур патогенов	1,5 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		Тип 5	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		Тип 7	Корейский банк патогенных вирусов	1,5 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		Денгевирус	Тип 8	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.			
			Тип 11	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.			
			Тип 18	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.			
			Тип 23	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.			
Тип 55			Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
Грипп А	H1N1 Delmev		Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
	H1N1 WS/03		Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
	H1N1 Pdm-09		Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
	H1N1 New Caledonia		Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
	H1N1 New jersey		Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
	Nevada/03/2011	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.					
	Грипп В	B/Lee/40	Американская коллекция типовых культур	2,5 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		B/Italy/2/62	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.				
		Респираторно-синцитиальный вирус	Тип А	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.			
			Респираторно-синцитиальный вирус	Тип В	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.		
Legionella pneumophila				Bloomington-2	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
				Los Angeles-1	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
				82A305	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
				Mycobacterium tuberculosis	K	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
					Erdman	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
					HN878	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
	CDCB51				5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
	H37Rv				5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
	Streptococcus pneumoniae	4752-9b (Maryland)			Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.		
		078 (Poland 23F-16)	Американская коллекция типовых культур		5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
262 (CIP 104340)		Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл		ОТРИЦАТ.				
Streptococcus pyogenes		Slovakia 14 10 (29055)	Американская коллекция типовых культур		5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
		Typing strain T1 (NCIB 11841, SF 130)	Американская коллекция типовых культур		5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
		Mutant 22	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.				
		Mycroplasma pneumoniae	FH strain of Agent Egan (NCTC 1019)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
			M129-B7	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 <sup>10</sup> клет./мл	ОТРИЦАТ.			
			Насальная микробиота человека — Репрезентативная различная микробиота респираторного тракта человека	Нет данных	Бионог / Обычная назальная микробиота, взятая у здоровых сотрудников SD Biosensor	Нет данных	ОТРИЦАТ.		
				Коронавирус	229E	Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.	
	OC43				Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.		
	НК63				Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.		
	Коронавирус MERS				France/Paris/USA-2_Saudi Arabia_2014	Зептотом/неактивный	4 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.	
Эпителиевый вирус человека (hMPV) 3 тип B1					Peru2-2002	Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.	
					Метанеполюсовый вирус человека (hMPV) 16 тип A	IA10-2003	Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.
						Вирус паратифа	Тип 1	Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл
		Тип 2					Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.
		Тип 3					Зептотом/неактивный	1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.
		Тип 4A	Зептотом/неактивный				1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.	
		Риновирус А16	Нет данных	Зептотом/неактивный			1 X 10 <sup>10</sup> TCID <sub>50</sub> /мл	ОТРИЦАТ.	

\* Коронавирус человека HKU1 не был протестирован. Процент идентичности нуклеотидной последовательности между HKU1 и SARS-CoV-2 ниже 35%.

4. Исследования эндогенных / экзогенных интерференционных веществ: не было никаких интерференций со стороны потенциально мешающих веществ, перечисленных ниже.

Потенциально мешающее вещество	Концентрация	Результат
Рестораторные образцы		
Мудин: бычья поджелудочная железа, тип I-S	100 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Кровь (человеческая), ЭДТА-антисывориванная	5% раствор	ОТРИЦАТ.
Биотин	100 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Насальный spray или капли		
Нессонедрин (Фенилэфрин)	10% раствор	ОТРИЦАТ.
Насальный spray Адри (Оксиметазолин)	10% раствор	ОТРИЦАТ.
Солёный насальный spray	10% раствор	ОТРИЦАТ.
Гомеопатическое лекарство от аллергии		
Гомеопатический гель Zest для снятия аллергии	5% раствор	ОТРИЦАТ.
Кромоллин натрия	20 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Олопатадин гидрохлорид	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Антибиотические препараты		
Занамивер (гепит)	5 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Осельтамивер (гепит)	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Артемизинин-люмефантин (малерия)	50 мкл	ОТРИЦАТ.
Доксицилин Гиксалт (малерия)	70 мкл	ОТРИЦАТ.
Хинин (малерия)	150 мкл	ОТРИЦАТ.
Ламивудин (ретровирусный препарат)	1 мг/мл	ОТРИЦАТ.

Рибавирин (ВРС)	1 мг / мл	ОТРИЦАТ
Доксицилин (ВРС)	1 мг / мл	ОТРИЦАТ
Противоспалительные препараты		
Ацетаминофен	199 мг	ОТРИЦАТ
Ацетилсалициловая кислота	3,62 мм <sup>3</sup>	ОТРИЦАТ
Ибупрофен	2,425 мм <sup>3</sup>	ОТРИЦАТ
Антибиотики		
Мультицин	10 мг / мл	ОТРИЦАТ
Тобрамицин	5 мг / мл	ОТРИЦАТ
Эритромицин	81,6 мкг	ОТРИЦАТ
Цифрофлоксацин	30,2 мкг	ОТРИЦАТ

Потенциально интерференционные вещества	Концентрация	Уровень вирусного штамма (кратно ПО)	Результат (Обнаружено X/3)
Рестораторные образцы			
Мудин: бычья поджелудочная железа, тип I-S	100 мг/мл	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Кровь (человеческая), ЭДТА-антисывориванная	5% (раствор)		ПОЛОЖИТ.
Биотин	100 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Насальный spray или капли			
Нессонедрин (Фенилэфрин)	10% (раствор)	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Насальный spray Адри (Оксиметазолин)	10% (раствор)		ПОЛОЖИТ.
Солёный насальный spray	10% (раствор)		ПОЛОЖИТ.
Гомеопатическое лекарство от аллергии			
Гомеопатический гель Zest для снятия аллергии	5% (раствор)	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Кромоллин натрия	20 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Олопатадин гидрохлорид	10 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Антибиотические препараты			
Занамивер (гепит)	5 мг/мл	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Осельтамивер (гепит)	10 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Артемизинин-люмефантин (малерия)	50 мкл	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Доксицилин Гиксалт (малерия)	70 мкл		ПОЛОЖИТ.
Хинин (малерия)	150 мкл		ПОЛОЖИТ.
Ламивудин (ретровирусный препарат)	1 мг/мл	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Рибавирин (ВРС)	1 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Доксицилин (ВРС)	1 мг/мл		ПОЛОЖИТ.
Противоспалительные препараты			
Ацетаминофен	199 мг	Среда культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 <sup>11</sup> TCID <sub>50</sub> /мл)	ПОЛОЖИТ.
Ацетилсалициловая кислота	3,62 мм <sup>3</sup>		ПОЛОЖИТ.
Ибупрофен	2,425		